

Anticorpo Policlonale Anti-Zyxin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15942

Numero articolo: CM0022358

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Zyxin umano (ESP-2, HED-2), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulle adesioni focali e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Zyxin Rabbit pAb
Note/Alias	ESP-2, HED-2, Zyxin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7791
Gene ID	7791
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-572 di Zyxin umano (NP_003452.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15942
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio