


Anticorpo Policlonale (Pab) Di Coniglio Anti-Antxr1 Per Wb Ed Elisa - Q9H6X2

Numero articolo: CM0029550



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ANTXR1 validato per WB, ELISA; cross-reattività con umano e topo. Bersaglia il recettore 1 della tossina dell'antrace/TEM8, una proteina coinvolta nell'adesione e nella migrazione cellulare. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-ANTXR1
Note/Alias	ATR; GAPO; TEM8; ANTXR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84168
GeneID	84168
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 84-333 dell'ANTXR1 umano (NP_060623.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo
SWISS	Q9H6X2
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio