


Antxr2 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58335

Numero articolo: CM0025863



introduzione

ANTXR2 Anticorpo Policlonale di Coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia il recettore 2 della tossina antracica (CMG2), adatto per studiare la patogenesi dell'antrace e le interazioni con la matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ANTXR2 pAb di Coniglio
Note/Alias	HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANTXR2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	118429
ID Gene	118429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-300 di ANTXR2 umano (NP_001139266.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P58335
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio