


Anticorpo Policlonale Coniglio Aoc1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P19801

Numero articolo: CM0029314



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio raised contro AOC1 umano (diammina ossidasi/istaminasi). Verificato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca su allergie, risposta immunitaria e metabolismo delle ammine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AOC1 Rabbit pAb
Note/Alias	ABP; DAO; KAO; ABP1; DAO1; AOC1
Specie	Umano
GeneID	26 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 di AOC1 umano (NP_001082.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19801
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio