


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Ap2B1 Per Wb E Elisa - P63010

Numero articolo: CM0007354



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio AP2B1 validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Bersaglia la subunità beta del complesso adattatore AP-2 della clatrina, coinvolto nell'endocitosi. Ideale per ricerche sul traffico di vescicole e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AP2B1 Rabbit mAb
Note / Alias	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, subunità beta del complesso AP-2
Specie	Uomo
ID genico	163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 752-951 di AP2B1 umano (NP_001025177.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63010
Peso proteico	98kDa/104kDa/105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio