


Anticorpo Policlonale Rabbit AP2B1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P63010

Numero articolo: CM0022064



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit AP2B1 validato per WB, IHC-P, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Bersaglia la subunità beta del complesso AP-2 coinvolta nell'endocitosi mediata da clatrina. Ideale per la ricerca in neuroscienza e sul traffico di membrane.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AP2B1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ADTB2; AP105B; CLAPB1; AP2-BETA; AP2B1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	163
GeneID	163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 752-951 della proteina AP2B1 umana (NP_001025177.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P63010
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio