

Anticorpo Policlonale Coniglio AP3B1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00203

Numero articolo: CM0027171



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AP3B1 validato per Western blot (WB), IHC-P ed ELISA. Riconosce la subunità beta-1 del complesso AP-3 umano, murino e ratto (O00203). Ideale per lo studio dell'ordinamento delle proteine lisosomiali e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AP3B1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
Specie	Umano
GeneID (umano)	8546
GeneID	8546
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 895-1094 di AP3B1 umano (NP_003655.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00203
Peso proteico	121kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio