

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Cd141/Trombomodulina Per Citometria A Flusso - P07204

Numero articolo: CM0005395

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC diretto contro la CD141/Trombomodulina umana, validato per citometria a flusso. L'immunogeno copre il dominio extracellulare (aa 19-515). Adatto per la ricerca sulle cellule endoteliali e sulla coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Coniglio anti-Umana CD141/Trombomodulina
Note/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Specie	Umana
GeneID (umano)	7056
GeneID	7056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-515 della CD141/Trombomodulina umana (NP_000352.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P07204
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio