

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Cd158A/Kir2DL1 Per Fc - P43626

Numero articolo: CM0010467



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC diretto contro CD158a/KIR2DL1 umano. Progettato per l'analisi citofluorimetrica dell'espressione e della funzione dei recettori inibitori delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human CD158a/KIR2DL1 mAb
Note/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3802
ID gene	3802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-245 di CD158a/KIR2DL1 umano (NP_055033.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P43626
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio