

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Cd25 Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0004618

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro il CD25 murino (IL-2R α , p55). Convalidato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule T regolatorie e la tolleranza immunitaria in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
Annotazioni/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	3559
GenelD	16184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 del CD25 murino (NP_032393.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P01590
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio