


Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Cd66B Per Citometria A Flusso - P31997

Numero articolo: CM0005866



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce il CD66b umano (CEACAM8, NCA-95). L'anticorpo riconosce l'antigene CD66b, una molecola di adesione cellulare sui neutrofili. Viene fornito come coniugato APC per il rilevamento diretto nelle applicazioni di citometria a flusso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale APC Rabbit anti-Umano CD66b
Note/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1088
GeneID	1088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-319 del CD66b umano (NP_001807.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P31997
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca refrigerante