

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-F4/80 Per Citometria A Flusso - Q61549

Numero articolo: CM0009126

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato APC di coniglio che targeting l'antigene F4/80 del mouse. Validato per applicazioni di citometria a flusso, adatto per rilevare macrofagi in campioni murini. Swiss-Prot Q61549.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-Mouse F4/80 mAb
Osservazioni/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	2015
GenelD	13733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-644 del F4/80 del mouse (NP_034260.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q61549
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio