

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Umano Cd101/Igsf2 Per Citometria A Flusso - Q93033

Numero articolo: CM0011465

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di coniglio che si targeting al CD101 umano (IGSF2, V7, EWI-101). Progettato per la citometria a flusso, rileva il CD101 umano, un inibitore della proliferazione delle cellule T espresso sulle cellule immunitarie e sulle cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD101/IGSF2 mAb
Note/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9398
GeneID	9398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-410 del CD101/IGSF2 umano (NP_004249.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q93033
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio