


Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Humano Cd156C/Adam10 Per Citometria A Flusso - O14672

Numero articolo: CM0005537



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC diretto contro l'ADAM10 umano (CD156c). Progettato specificamente per la rilevazione mediante citometria a flusso dell'ADAM10, una sheddasi chiave coinvolta nel distacco dell'ectodominio, nella segnalazione Notch e nel morbo di Alzheimer. Materia prima IVD per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Rabbit anti-Human CD156c/ADAM10 mAb
Note/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Specie	Umana
ID genico	102
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 214-672 dell'ADAM10 umano (NP_001101.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O14672
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio