


Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Umano Cd163 Per Citometria A Flusso - Q86Vb7

Numero articolo: CM0010996



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con APC mirante al recettore spazzino umano CD163 (M130). Validato per il rilevamento mediante citometria a flusso di monociti e macrofagi. Ideale per studi di immunofenotipizzazione, infiammazione e attivazione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Mouse anti-Human CD163 mAb
Note/Alias	M130; MM130; SCAR11
Specie	Umano
Gene ID	9332
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD163 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q86VB7
Peso Proteico	125kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio