

## Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Cd24 Umano Per Citometria A Flusso - P25063

Numero articolo: CM0005800

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD24 umano coniugato con APC per citometria a flusso. Bersaglia la glicoproteina ancorata a GPI CD24 (8-13 kDa), espressa sulle cellule B, coinvolta nell'attivazione e nel differenziamento delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb APC di coniglio anti-CD24 umano                                                                                |
| Note/Alias          | CD24A; CD24                                                                                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                              |
| GeneID (Umano)      | 100133941                                                                                                          |
| GeneID              | 100133941                                                                                                          |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-80 del CD24 umano (NP_037362.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                              |
| Applicazione        | FC                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                              |
| SWISS               | P25063                                                                                                             |
| Peso proteico       | 8kDa; 13kDa                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                 |