


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd28 Umano Coniugato Ad Apc Per Citometria A Flusso - P10747

Numero articolo: CM0008523



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC diretto contro CD28 umano (Tp44), validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule T, della co-stimolazione e dell'omeostasi immunitaria. Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-CD28 umano di coniglio APC
Note/Alias	Tp44
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	940
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10747
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio