

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Uomo Cd335/Nkp46 Per Citofluorimetria - O76036

Numero articolo: CM0005913



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC che bersaglia CD335/NKp46 umano (SWISS: O76036) specificamente per citofluorimetria. Reagisce con le cellule NK umane, utile per studi di lisi delle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human CD335/NKp46 mAb
Note/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	9437
ID genico	9437
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-254 di CD335/NKp46 umano (NP_004820.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O76036
Peso proteico	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio