

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Umano Cd79A Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P11912

Numero articolo: CM0005583



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC derivato da coniglio che targeting umano CD79a (MB1, Ig-alpha). Progettato per l'analisi in citometria a flusso (FC) intracellulare di cellule B umane. Riconosce la catena alfa del recettore dell'antigene delle cellule B. PM: 20/25 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD79a mAb
Osservazioni/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
Specie	Umano
GeneID (umano)	973
GeneID	973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-225 del CD79a umano (NP_001774.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P11912
Peso Proteico	20kDa/25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio