


Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Umano Tlr3 Per Citometria A Flusso - O15455

Numero articolo: CM0011928



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce il TLR3 umano (CD283, IIAE2, IMD83). Validato per citometria a flusso intracellulare, ideale per studiare le risposte immunitarie innate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale APC Rabbit anti-Umano TLR3
Note/Alias	CD283; IIAE2; IMD83
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7098
GeneID	7098
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-339 del TLR3 umano (NP_003256.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15455
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio