

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Per Citometria A Flusso - P08648

Numero articolo: CM0009991



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC, diretto contro l'Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) umana/murina. Validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore della fibronectina coinvolto nell'adesione cellulare. Immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio APC anti-Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) umana/murina
Note/alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Specie	Umana
GeneID	3678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-995 dell'Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) umana (NP_002196.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, murina
SWISS	P08648
Peso della proteina	115 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante