


## Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Lgr5 Per Citofluorimetria - 075473

Numero articolo: CM0010757



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC contro LGR5 (GPR49) umano, un recettore Wnt e marcatore di cellule staminali. Adatto per applicazioni di citofluorimetria nella ricerca sull'epitelio intestinale, follicoli piliferi e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | APC Rabbit anti-Human LGR5 (GPR49) mAb                                                                           |
| Note/Alias          | FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49                                                                                   |
| Specie              | Umana                                                                                                            |
| ID gene (Uomo)      | 8549                                                                                                             |
| ID gene             | 8549                                                                                                             |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 480-580 di LGR5 umano (NP_003658.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                            |
| Applicazione        | FC                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                            |
| SWISS               | 075473                                                                                                           |
| Peso proteico       | 100kDa                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                |