

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Mouse Cd11C Per Citometria A Flusso - Q9Qxh4

Numero articolo: CM0008554

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-mouse CD11c coniugato APC, derivato da criceto armeno. Validato per citometria a flusso. Adatto per studiare l'adesione monocitaria, la chemiotassi e la risposta infiammatoria mediata da Integrina alfa-X.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale APC Anti-Mouse CD11c
Note/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3687
GeneID	16411
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio