

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Topo Cd163 Per Citometria A Flusso - Q2Vlh6

Numero articolo: CM0012663

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro CD163 murino (M130) è validato per la citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare di CD163 murino, con un peso molecolare stimato di 121-125 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD163 mAb
Note/Alias	CD163v2; CD163v3; M130
Specie	Mouse
GenelD (umano)	9332
GenelD	93671
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-260 di CD163 murino (NP_444324.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	Q2VLH6
Peso della proteina	121kDa/125kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio