

Apc Anti-Mouse Cd19 Mab - Mouse Cd19

Numero articolo: CM0011116

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con APC mirato al CD19 murino per citometria a flusso. Reagisce specificamente con il CD19 murino, consentendo l'analisi delle cellule immunitarie nella ricerca e nello sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Anti-Mouse CD19 mAb
Specie	Mouse
ID Gene	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD19 murino
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
Spedizione	Borsa del ghiaccio