

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Topo Cd19 Per Citometria A Flusso - P25918

Numero articolo: CM0004495

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia CD19 di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per ricerche su identificazione, differenziazione e segnalazione delle cellule B. Riconosce il dominio extracellulare, 60kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
Note/Alias	Cd19
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	930
GeneID	12478
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-287 della CD19 di topo (NP_033974.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio