


Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Cd44 Di Topo Per Fc - P15379

Numero articolo: CM0008878



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD44 di topo coniugato ad APC validato per citofluorimetria a flusso. Mira al recettore dell'ialuronato coinvolto nell'homing dei linfociti, nell'adesione cellulare e nella migrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale APC di coniglio anti-CD44 di topo
Osservazioni/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Topo
GeneID (Umano)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 di CD44 di topo (NP_033981.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P15379
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio