

Anticorpo Monoclonale Apc Anti-Mouse Cd49F Per Fc - Q61739

Numero articolo: CM0008259

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto contro CD49f murino, coniugato ad APC, adatto per citometria a flusso (FC). Riconosce l'integrina alfa-6 (Q61739) di topo e umana. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare e della funzione del recettore della laminina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Rat anti-Mouse CD49f mAb
Osservazioni/Alias	Cd49f; VLA-6; 5033401O05Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3655
GeneID	16403
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da CD49f murino
Fonte	Rat
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse, Umano
SWISS	Q61739
Peso proteico	122 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio