

Apc Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Tcr γ/Δ - Tcr Γ/Δ

Numero articolo: CM0010744

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC mirante al TCR γ/δ di topo, proveniente da Criceto Armeno. Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC), specifico per il recettore delle cellule T gamma/delta di topo. Ideale per immunofenotipizzazione e ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC anti-Mouse TCR γ/δ mAb
Osservazioni / Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Specie	Mouse
ID Gene	110066 / 110067
Immunogeno	Proteina ricombinante del TCR γ/δ di topo
Sorgente	Criceto Armeno
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
Spedizione	Borsa del ghiaccio