


Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Anti-Cd223/Lag-3 Di Coniglio Per Citometria A Flusso - P18627

Numero articolo: CM0012162



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce il CD223/LAG-3 umano per citometria a flusso. LAG-3 è un recettore checkpoint immunitario che regola l'attività delle cellule T. Adatto per la ricerca in immunoncologia e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC Rabbit anti-Human CD223/LAG-3
Note/Alias	CD223
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3902
Gene ID	3902
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-430 di LAG3 umano (NP_002277.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P18627
Peso molecolare proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio