


## Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Anti-Siglec-7/Cd328 (Coniglio) Per Citometria A Flusso - Q9Y286

Numero articolo: CM0012594



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC diretto contro Siglec-7 umano (CD328, AIRM1). Validato per citometria a flusso (FC). Adatto per studi sull'inibizione delle cellule natural killer e sui recettori immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | mAb APC Coniglio anti-Umano Siglec-7/CD328                                                                                            |
| Note/Alias            | p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)        | 27036                                                                                                                                 |
| GeneID                | 27036                                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-144 di Siglec-7/CD328 umano (NP_055200.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                 |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                 |
| SWISS                 | Q9Y286                                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 51kDa                                                                                                                                 |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                 |