


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd30 Coniugato Con Apc Per Citometria A Flusso - P28908

Numero articolo: CM0011903



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano CD30 coniugato con APC (TNFRSF8, antigene Ki-1). Adatto per l'analisi mediante citometria a flusso dell'espressione di CD30 nella ricerca sui linfomi e sui linfociti attivati.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-umano CD30 coniugato con APC
Note/alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Specie	Umana
GeneID (umano)	943
GeneID	943
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-379 del CD30 umano (NP_001234.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P28908
Peso della proteina	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante