

Anticorpo Monoclonale Coniugato In Apc Rabbit Anti-Umano Cd301/Clec10A Per Citometria A Flusso - Q8Iun9

Numero articolo: CM0012453



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato in APC specifico per CD301/CLEC10A umano, validato per citometria a flusso. Riconosce glicani terminati con GalNAc sulle cellule dendritiche, adatto per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Human CD301/CLEC10A mAb
Note/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10462
GeneID	10462
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-316 di CD301/CLEC10A umano (NP_878910.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8IUN9
Peso proteico	28kDa/32kDa/35kD
Spedizione	Sacco di ghiaccio