

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd3E Coniugato Con Apc Per Citometria A Flusso Intracellulare - P07766

Numero articolo: CM0004151



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC diretto contro la catena epsilon del CD3 umano (CD3E), validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per la ricerca sull'attivazione delle cellule T e sulla risposta immunitaria. Reagisce con l'umano. Corrisponde a UniProt P07766.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC di coniglio anti-umano cCD3
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
GeneID (Umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Cross-reattività	Umano
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio