

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd62L/L-Selectin Coniugato Ad Apc Per Citometria A Flusso - P14151

Numero articolo: CM0012805



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato ad APC contro CD62L/L-selectina umana (SELL). Progettato per la citometria a flusso (FC) per rilevare la L-selectina, una molecola di adesione cellulare che media il legame e il rotolamento dei leucociti. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-umano CD62L/L-Selectina mAb
Osservazioni/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6402
GeneID	6402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 39-332 della CD62L/L-Selectina umana (NP_000646.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P14151
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio