

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc Di Coniglio Anti-Foxp3 Di Topo Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - Q99Jb6

Numero articolo: CM0012414



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro Foxp3 (scurfin) di topo, validato per citometria a flusso intracellulare (FC intra). Rileva la proteina Foxp3 di topo a ~47 kDa. Ideale per lo studio dello sviluppo delle cellule T regolatorie (Treg) e dell'omeostasi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC Rabbit anti-Mouse Foxp3
Note/Alias	sf; JM2; scurfin
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	50943
GeneID (Topo)	20371
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Foxp3 di topo (NP_473380.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q99JB6
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio