

Anticorpo Monoclonale Apc Mouse Anti-Umano Cd11B Per Citometria A Flusso - P11215

Numero articolo: CM0008220



introduzione

Anticorpo monoclonale mouse coniugato APC che bersaglia l'CD11b umano (Integrina alfa-M) validato per citometria a flusso. Ideale per studi sull'immunità innata, l'adesione cellulare e i neutrofili/monociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Mouse anti-Human CD11b mAb
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3684
GeneID	3684
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide sintetizzato derivato dall'CD11b umano.
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P11215
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio