

Anticorpo Monoclonale Apc Mouse Anti-Umano Cd11C Per Citometria A Flusso - P20702

Numero articolo: CM0010354



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con APC che bersaglia CD11c umano (ITGAX) per citometria a flusso. Reagisce con l'integrina alfa-X di monociti e granulociti umani, adatto per la ricerca sulla risposta infiammatoria e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC mAb mouse anti-umano CD11c
Annotazioni/Altri nomi	CD11C; SLEB6
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3687
GeneID	3687
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD11c umano.
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P20702
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio