


Anticorpo Monoclonale Apc Topo Anti-Cd1A Umana Per Citometria A Flusso - P06126

Numero articolo: CM0012327



introduzione

Anticorpo monoclonale APC topo anti-CD1a umano progettato per la citometria a flusso. Rileva la CD1a, una proteina per la presentazione degli antigeni presente su cellule T, cellule dendritiche e cellule di Langerhans. Reagisce con l'uomo. Supportato dalla fornitura completa di materie prime IVD di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Topo anti-CD1a Umana
Note/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	909
ID Gene	909
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato dalla CD1a umana.
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P06126
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio