

Anticorpo Monoclonale Murino Anti-Cd3 Umano Coniugato Apc Per Citometria A Flusso - P07766

Numero articolo: CM0012148



introduzione

Anticorpo monoclonale murino coniugato APC contro la catena epsilon del CD3 umano, validato per la citometria a flusso. Specifico per il recettore di superficie delle cellule T, con un peso molecolare previsto di 23 kDa. Ideale per il profilo immunitario, l'attivazione delle cellule T e gli studi di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale murino anti-CD3 umano coniugato APC
Osservazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
GeneID (Umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina ricombinante del CD3 umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante