

Anticorpo Monoclonale Apc Topo Anti-Cd42A Umano (Gpix) Per Citometria A Flusso - P14770

Numero articolo: CM0003995



introduzione

Anticorpo monoclonale topo coniugato APC che bersaglia CD42a umano (GPIX/GP9), validato per citometria a flusso. Specifico per la subunità glicoproteina piastrinica IX del complesso GPIb-V-IX. Adatto per la ricerca sull'emostasi, l'adesione piastrinica e la sindrome di Bernard-Soulier.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb APC topo anti-CD42a umano
Annotazioni/Alias	GPIX; CD42a
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2815
GeneID	2815
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD42a umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P14770
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio