

Anticorpo Monoclonale Apc Topo Anti-Cd45Ro Umano Per Fc - P08575

Numero articolo: CM0012040



introduzione

Anticorpo monoclonale topo coniugato APC specifico per la proteina umana CD45RO, un'isoforma dell'antigene comune dei leucociti PTPRC. Adatto per citometria a flusso (FC) negli studi di attivazione dei linfociti T e profilazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC mAb topo anti-CD45RO umano
Note/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5788
ID gene	5788
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato dalla proteina CD45RO umana
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08575
Peso proteico	136kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio