

Anticorpo Monoclonale Apc Topo Contro Cd56 Umano Per Fc - P13591

Numero articolo: CM0012255



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con APC che bersaglia il CD56 umano (NCAM1), validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'adesione delle cellule neurali, dei meccanismi di ingresso virale e della biologia delle cellule NK. Reagisce con le isoforme proteiche umane che vanno da 40 a 95 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC topo contro CD56 umano
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umana
ID gene	4684
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da CD56 umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13591
Peso proteico	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio