

ApC Mouse Anti-Human Cd62P/P-Selectin Mab - P16109

Numero articolo: CM0012323



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con APC mirante al CD62P/P-selectin umano. Validato per la citometria a flusso, adatto per studiare il rotolamento dei leucociti, l'adesione cellulare e l'infiammazione nei modelli endoteliali e piastrinici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	APC Mouse anti-Human CD62P/P-selectin mAb
Note/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6403
GeneID	6403
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD62P/P-selectin umano.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16109
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio