

Anticorpo Monoclonale Apc Mouse Anti-Tcr A/B Umano Per Fc - P01848

Numero articolo: CM0004324



introduzione

Anticorpo monoclonale di mouse coniugato con APC che bersaglia la regione costante della catena alfa del TCR umano (TRAC). Convalidato per la rilevazione tramite citometria a flusso (FC) dei linfociti T umani TCR α/β +. Ideale per l'immunofenotipizzazione e gli studi sul recettore delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	APC Mouse anti-Human TCR α/β mAb
Note/Alias	IMD7; TCRA; TRA@
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6955
ID gene	6955
Immunogeno	Proteina ricombinante del TCR α/β umano
Origine	Mouse
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01848
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio