

Apc Coniugato Con Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti Tag Ddddk Mab - Tag Ddddk

Numero articolo: CM0005907

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC contro il tag DDDDK, adatto per citometria a flusso (FC) inclusa la colorazione intracellulare. La reattività crociata indipendente dalla specie garantisce un'ampia utilità nel rilevamento di proteine taggate e nelle applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	APC Coniugato con Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti Tag DDDDK mAb
Note/Alias	DDDDK; Tag DDDDK; Tag-DDDDK
Specie	Umano
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente al tag DDDDK
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC, FC (intra)
Reattività Crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Borsa del ghiaccio