

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igg Di Capra (Frammento Fc) Coniugato Con Apc

Numero articolo: CM0012313

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC, specifico per il frammento Fc delle IgG di capra. Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Consente il rilevamento delle immunoglobuline di capra in immunodosaggi multiplex e nella ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgG di capra (frammento Fc) coniugato con APC
Specie	Capra
Immunogeno	Proteina ricombinante del frammento Fc delle IgG di capra
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Capra
Spedizione	Borsa refrigerante