


Mab Di Coniglio Anti-Annexina A1/Anxa1 Umana Coniugato Con Apc Per Fc - P04083

Numero articolo: CM0008806



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC diretto contro l'Annexina A1/ANXA1 umana. Progettato per applicazioni di citometria a flusso con campioni umani. L'Annexina A1 è una proteina legante i fosfolipidi dipendente dal calcio, coinvolta nelle risposte antinfiammatorie, nella differenziazione delle cellule T e nella fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Annexina A1/ANXA1 umana coniugato con APC
Note/Alias	ANX1; LPC1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	301
ID del gene	301
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-346 dell'Annexina A1/ANXA1 umana (NP_000691.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P04083
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante