

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd10 Per Citometria A Flusso - P08473

Numero articolo: CM0008036



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC di conio che targeting CD10 umano (CALLA/neprilisina) per citometria a flusso. Riconosce la metalloproteasi codificata dal gene MME coinvolta nella degradazione dei peptidi oppioidi e dell'ANF. Validato su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD10 mAb
Osservazioni/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4311
ID Gene	4311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10 umano (NP_000893.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P08473
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio