

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Umano Cd117/C-Kit Per Fc - P10721

Numero articolo: CM0008159



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato APC di coniglio contro CD117/c-Kit umano (P10721) per citometria a flusso. Questo recettore tirosin-chinasi di 110kDa è essenziale per l'ematopoiesi, il mantenimento delle cellule staminali e lo sviluppo dei mastociti. Adatto per applicazioni di ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC Coniglio anti-Umano CD117/c-Kit mAb
Osservazioni/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Specie	Umano
GeneID	3815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-520 del CD117/c-Kit umano (NP_000213.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P10721
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio